

# Media Support Srl

Sede Commerciale:  
Via Bergamo 50/52  
23807 Merate LC – Italy  
Tel. +39 0399276038  
Fax +39 039599574



## Dichiarazione relativa alla destinazione d'uso

### Impieghi e compatibilità

I supporti possono essere utilizzati in tutti gli ambienti dove esiste la necessità di memorizzare immagini diagnostiche radiografiche e sono compatibili con tutti gli standard CD-R driver e tutti i dispositivi di caricamento in uso per sistemi robotizzati quali RIMAGE, PRIMERA, TEAC, ecc...

### Destinazione d'uso

I supporti di registrazione per uso medico sono destinati alla registrazione di immagini diagnostiche radiografiche con estrema precisione e sicurezza, (Classe IIa, regola 16, direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii.). I supporti sono stati realizzati e concepiti per essere utilizzati in ambienti medicali dove necessita una particolare affidabilità sulla conservazione dei dati ed immagini diagnostiche. L'ambiente di utilizzo è quello ospedaliero, di strutture private, servizi ambulatoriali o, in generale, in tutti quegli ambienti dove vengono utilizzati sistemi per la registrazione di immagini diagnostiche. Il personale medico e paramedico è quello indicato per l'utilizzo dei supporti e deve essere addestrato all'uso di questa tipologia di prodotto.

### Controindicazioni

Nessun effetto nocivo con uso appropriato del prodotto.

### Uso ed installazione

Il codice articolo si trova sull'etichetta identificativa apposta sulla confezione del prodotto.

- Aprire la confezione senza danneggiare i dischi;
- Per utilizzare il prodotto consultare sempre il manuale d'uso dell'attrezzatura alla quale va destinato

La linea di supporti è compatibile con tutti i dispositivi di caricamento in uso come sistemi robotizzati di masterizzazione TEAC, RIMAGE, PRIMERA, PLEXTOR, PIONEER, ecc... e macchine per la duplicazione dati.

### Conservazione

Non occorrono particolari condizioni di conservazione se non il divieto di esposizione a temperature elevate combinato con un alto tasso di umidità. Non esporre alla luce solare o altre fonti di raggi UV, nonché a gas ossidanti e solventi. Se conservati per lungo tempo devono essere archiviati al riparo dalla luce e quindi in appositi contenitori di supporti.

### Dopo la registrazione

Conservare sempre i supporti registrati in custodie dalle dimensioni adatte quali bustine in plastica, cartoncino, custodie rigide, ecc... Non appoggiare mai i supporti su superfici senza averli inseriti nelle apposite custodie in quanto le tracce di registrazione potrebbero alterarsi e danneggiare definitivamente il supporto.

Al fine di garantire la corretta leggibilità dei dati, si raccomanda di conservare i supporti in luoghi con temperatura inferiore a 25°C e tasso di umidità tra 30 e 50%.

### Garanzia

Se il prodotto presenta difetti di fabbricazione, verrà sostituito gratuitamente. Media Support Srl non dà garanzie sui dati registrati per nessuna ragione e Media Support Srl non è inoltre obbligata a dare garanzie aggiuntive incluso garanzie per danni accaduti a seguito di incidenti o danni particolari qualsiasi ragione essa sia.

### Smaltimento e sicurezza

I supporti, ivi compresi imballaggi e componenti di imballaggi, sono conformi alla direttiva europea 2002/95/EC sulla limitazione d'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS).